



STIMULETTE edition 5 Sx

EIN WEITERER
SCHRITT IN DER
ELEKTROTHERAPIE



- ▶ intuitive Bedienung – one touch to start
- ▶ erweiterter Indikationsbereich
- ▶ wissenschaftlich belegt

QUALITÄT – ENTWICKELT UND
GEFERTIGT IN ÖSTERREICH



Die Stimulette edition 5 Sx ermöglicht folgende Anwendungen

- Stimulation innervierter Muskeln
- Stimulation denervierter Muskeln
- Behandlung chronischer, nozizeptiver und neuropathischer Schmerzen
- Behandlung zentral-nervöser Paresen

Das ist neu

- zwölf Stromformen: neu mit Ultrareizstrom nach Träbert, HF-TENS und Burst-TENS sowie aSN, der neue Schwellstrom zur Therapie zentraler Paresen
- aktuell wissenschaftlich belegte Anwendungen sind mit einem touch wählbar
- Bedienungsanleitung mit klaren Anwendungshinweisen für häufige und neue Indikationen
- intuitive Menüführung, bedienfreundlicher - alle Parameter im Blick
- sichere Heimanwendung - passwortgeschützt

Aus der Forschung für die Praxis

Seit 1947 entwickelt und produziert Schuhfried Reizstromgeräte. In enger Kooperation mit der Universitätsklinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation am Wiener Allgemeinen Krankenhaus wurden bedeutende Stromformen definiert, die bis heute erfolgreich in Verwendung sind. Neue Entwicklungen werden von Schuhfried unterstützt und belegte Ergebnisse in der neuen Gerätegeneration umgesetzt.



Heimtherapie, eine weitere Säule

Die in Kliniken, im Rehabilitationszentrum oder in der Praxis begonnene Therapie kann einfach zu Hause fortgesetzt werden, ohne Fahraufwand und Terminabstimmung. Die verordnete Stromform wird eingestellt. Zu Hause kann nur exakt das verordnete Programm gestartet werden. Die intuitiv geführte Kommunikation am Display gibt dem Patienten Sicherheit und erhöht so die Compliance.



ZUVERLÄSSIG
LEISTUNGS-
STARK

- GALV** konstante Galvanisation
- IG** Impulsgalvanisation IG30, IG50
- FM** Frequenzmodulation
- UR** Ultrareizstrom nach Träbert
- TENS** Transkutane Elektrische Nerven Stimulation: HF-TENS, Burst-TENS
- EXPO** Exponentialstromform E100, E200
- aS** Schwellstrom aS, aSL, aSN

Angenehm für den Patienten:
alle Impulsstromformen biphasisch/metallkompatibel möglich.



Stimulette edition 5 Sx

- die moderne Art der Elektrotherapie - bei Schmerzen, Muskelschwäche und Lähmungen
- nachhaltig, kosteneffizient, einfach und sicher in der Anwendung
- extrem stark in der Ausgangsleistung
- Behandlung einzelner Muskeln bzw. Muskelgruppen sowie Schmerzbehandlung
- zur Anwendung in Kliniken, Rehabilitationszentren, bei niedergelassenen Ärzten und in Instituten durch Physiotherapeuten, MTF, medizinische Masseure und Heilmasseure sowie in der Heimtherapie



SCHUHFRIED
MEDIZINTECHNIK

Dr. Schuhfried Medizintechnik GmbH
Van Swieten-Gasse 10, A-1090 Wien
Tel +43/1/405 42 06 · Fax +43/1/405 44 64
info@schuhfriedmed.at · www.schuhfriedmed.at

Technische Daten: Versorgungsspannung ~100V bis 240V / 50Hz bis 60Hz; Leistungsaufnahme max. 350VA; Max. Ausgangsstromstärke (Spitzenwert): Stromformen GALV 50mA; UR 70mA; IG30 110mA; alle anderen Stromformen (bis) 150mA; Abmessungen (B x H x T): 336 x 127 x 270 mm; Gewicht: 4,25 kg; das Gerät ist ein Medizinprodukt der Klasse IIb und Schutzklasse II.