


wellsystem

GESUNDHEIT
LEBEN
PFLEGEN
ERNEUERN
RESILIENZ.



THERAPIE UNTERSTÜTZEN VERTIEFEN FÖRDERN REGENERATION.


Die medizinische Produktreihe von **wellsystem** ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa und kombiniert gezielt Wärme und Wasserkraft für eine therapeutische Ganz- oder Teilkörpermassage.

Warme Wasserstrahlen treffen in gleichmäßigen Bewegungen auf die Unterseite der weichen Liegefläche und massieren den Körper von Kopf bis Fuß, während man fast schwerelos auf der trockenen Wasseroberfläche schwebt. Die wohltuende Wärme und die sanfte Kraft des Wassers aktivieren die tieferen Gewebeschichten, lockern die gesamte Muskulatur und lindern Schmerzen.

Dank ihrer kontaktlosen Anwendung ist die Überwasser-Massage besonders hygienisch – und eine wirkungsvolle Ergänzung oder Alternative zur manuellen Therapie.

HÖCHSTE QUALITÄT, MADE IN GERMANY





GUT ZU WISSEN

JK GROUP – INNOVATION UND QUALITÄT AUS TRADITION

wellsystem ist Teil der JK Group, einem weltweit führenden Experten für Longevity, Wellbeing, Lifestyle und Healthcare. Mit fast 100 Jahren Erfahrung, technologischer Exzellenz und dem Anspruch an besten Service steht die JK Group für hochqualitative und innovative Smart Wellness-Produkte - Made in Germany.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1927 hat sich die JK Group als Lichtexperte und Innovationstreiber etabliert und setzt kontinuierlich neue Maßstäbe in den Bereichen Regeneration, Wohlbefinden, Ästhetik und Gesundheit. Durch fortlaufende Forschung im firmeneigenen Entwicklungszentrum und die enge Zusammenarbeit mit Experten aus Medizin und Wissenschaft entstehen wissenschaftlich fundierte Longevity-Anwendungen, die präventive Gesundheitsstrategien und Smart Wellness nahtlos miteinander verbinden.

JK IN ZAHLEN

1927

Fast 100 Jahre technologische Kompetenz - und dabei immer offen für Neues. Erfahrung trifft auf Entdeckergeist.

4

Produktionsstandorte in Deutschland. Unsere Produkte sind designt, entwickelt und hergestellt in Deutschland.

> 50

Länder auf sechs Kontinenten. Die JK Group steht weltweit für erstklassige Qualität und zuverlässigen Service.



FLEXIBILITÄT
ENTSPANNEN
OPTIMIEREN
STÄRKEN
INDIVIDUALITÄT.



**ÜBERALL EINSETZBAR
UND PROFITABEL**

wellsystem kann überall genutzt werden, wo Menschen Erholung und Entspannung suchen. Bereits ca. 2,5 m² reichen aus, um Ihren Patienten Wellness und Entspannung zu bieten. Die Anwendung ist denkbar einfach, denn die kontaktlose Überwasser-Massage erfolgt bekleidet – ohne Umziehen, ohne Duschen, ohne lange Wartezeiten und vor allem ohne erhöhten Personalaufwand.

MÖGLICHE INDIKATIONEN

- Rücken- und Gelenkschmerzen
- Muskelverspannungen
- Muskuläre Dysbalancen
- Stressbedingte muskuläre Anspannungen
- Zervikale Migräne
- Fibromyalgie (leichte Form)
- Muskuläre Übermüdung
- Reversible Funktionsstörungen der Wirbelsäule
- HWS- und BWS-Syndrom, Lumbalsyndrom
- Durchblutungs- und Stoffwechselstörung
- (Chronisch) venöses Stauungssyndrom
- Störung des Muskeltonus

EFFEKTE FÜR IHRE PATIENTEN

- Schmerzlinderung
- Muskelentspannung
- Beseitigung muskulärer Dysbalancen
- Optimierung des Muskeltonus
- Lokale Durchblutungs- & Stoffwechselaktivierung
- Venöse Entstauung
- Positiver Einfluss auf das vegetative Nervensystem
- Besserung des Allgemeinbefindens
- Entspannungsgefühl und Stressabbau

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Vollautomatische Anwendung
- Ohne Personalaufwand
- Geringer Platzbedarf
- Kein Wasseranschluss nötig
- Bekleidet nutzbar
- Jederzeit verfügbar
- Geringe Betriebskosten
- Erhöhung der Patientenbindung
- Abgrenzung von Mitbewerbern
- Ergänzung bestehender Angebote



HOHE RENTABILITÄT UND PATIENTENBINDUNG

Sie können die Überwasser-Massage als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) anbieten oder über GOÄ (Ziffer 514 oder 521), EBM (Ziffer 30400) oder KTL (Ziffer K642) abrechnen.

QUALITÄT
SEHEN
FÜHLEN
SPÜREN
ORIGINAL.

MEDWAVE_TOUCH

DER GOLDSTANDARD DER THERAPEUTISCHEN ÜBERWASSER-MASSAGE

Die hochwirksame Massage auf einer weichen Naturkautschuk-Liegefläche bietet ärztliche entwickelte Therapieprogramme und lässt sich im drehbaren Touchdisplay individuell anpassen, um Beschwerden gezielt zu behandeln. Zusätzliche Modi ermöglichen eine punktgenaue und präzise Behandlung.



TOP 5 BENEFITS

**3D SCHULTER-
MASSAGE**

**GROSSES
TOUCHDISPLAY**

**NATURKAUTSCHUK
LIEGEFLÄCHE**

**ÄRZTLICH
ENTWICKELTE
THERAPIE-
PROGRAMME**

NFC SCHNITTSTELLE



DIE SPA-HAUBE MACHT DIE MASSAGE ZUM MULTISENSORISCHEN WELLNESSERLEBNIS

Die optionale Spa-Haube des Medwave_Touch verwandelt die Überwasser-Massage mit einer Entspannungswelt aus Licht, Farben, Aromadüften und meditativen Klängen in ein wohltuendes Wellnesserlebnis. Für einen Moment der Tiefenentspannung – mit nachhaltiger Wirkung.

Farben und Licht können das Wohlbefinden steigern und haben zahlreiche positive Effekte auf Körper und Geist. Die Farblichtprogramme und das hautpflegende Beauty Light wurden gemeinsam mit einem Lichtbiologen entwickelt.



BEAUTY LIGHT

Das hochintensive LED-Beauty Light kombiniert rotes Licht mit Nahinfrarot („Photobiomodulation“). Es stimuliert die natürliche Kollagenproduktion, strafft die Haut und kann bei regelmäßiger Anwendung das Hautbild sichtbar verbessern – für eine jugendlich frische Ausstrahlung.



INDIVIDUELLER MUSIKGENUSS UND MEDITATIVE KLÄNGE

Das integrierte Soundsystem begleitet die Massage mit entspannender Musik und meditativen Klängen. Per Bluetooth® lässt sich ganz einfach das eigene Smartphone verbinden – für Musik, Podcasts oder geführte Entspannungskurse nach Wahl.



AROMADÜFTE ENTFÜHREN IN EINE SINNLICHE WELT DER ENTSPANNUNG

Düfte haben direkten Einfluss auf unsere Stimmung und können uns z.B. beleben oder entspannen. Die fein abgestimmten Aromakompositionen fördern die Entspannung und machen die Massage zu einem rundum sinnlichen Erlebnis.

WELLSYSTEM MEDICAL

DIE KLASSIKER UNTER DEN MEDIZINISCHEN HYDROJET

Die Massagedüsen sprudeln mit regulierbarem Druck in gleichmäßigen Bewegungen gegen die Unterseite der Naturkautschuk-Liegefläche.

Druckstärke, Massagebereiche, Massagearten und Massagezeiten können für jede Anwendung individuell reguliert und auf frei programmierbaren Chipkarten gespeichert werden. Die Bedienung erfolgt über ein Bedienelement mit Soft-Touch-Tastatur und Key-Lock-Funktion.



WELLSYSTEM MEDICAL PLUS

INDIVIDUELLE BEHANDLUNGEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

Der **wellsystem Medical_Plus** erweitert die Funktionen des wellsystem Medical um zusätzliche Einstellmöglichkeiten wie die individuelle Anpassung der

Körperlänge, Massagegeschwindigkeit sowie ein erweitertes Spektrum an Massagearten und -programmen für ein individuelles Therapie-Programm.

EIN PLUS FÜR IHRE PATIENTEN



**5 VERSCHIEDENE
MASSAGEARTEN**




**6 THERAPEUTISCHE
MASSAGE-PROGRAMME**



**INDIVIDUELLE
EINSTELLUNGEN**





Medwave_Touch

BEDIENUNG	Bedienelement	Touchdisplay inkl. Key-Lock
	Professional Set-Up für Bedieneinstellungen	Ja
	Massagen auf Karte speicherbar	Ja (NFC)
MASSAGE	Guthaben auf Karte speicherbar	Ja (NFC)
	Massagebereiche	Ganzkörper, Rücken, Schulter, Lenden, Beine, Sektionsmassage & Punktmassage mit frei wählbarem Bereich
	Massagetechniken	Puls-Massage, Kreis-Massage, Zickzack-Massage, Streich-Massage
	Installierte Massageprogramme	5 therapeutische Massageprogramme
	Pumpenleistung	6,5 Bar
	Wählbare Massageintensität	Mehrstufig (1 - 20)
	Einstellbare Massagegeschwindigkeit	Ja
	Einstellbare Körperlänge und Breite	Ja (in cm) / Schulterbreite (S / M / L)
KÜHLUNG	Größe der Liegefläche	2.080 x 800 mm
	Wasserkühlung (optional)	Ja
DESIGN	Luftkühlung	Ja (abhängig von Raumtemperatur) (optional)
	Gerätefarbe	Hochglanz Weiß
TECHNISCHE DATEN	Design panel / Stand-by-Beleuchtung	Ja
	Geräte-Abmessungen (L x B x H)	2.300 x 1.100 x 570 mm
	Gewicht des leeren Geräts	220 kg
	Maximales Gewicht des Nutzers	210 kg
	Maximale Dauer der Anwendung	45 Minuten
	Wassertemperatur	20 - 40 °C
	Wassermenge	ca. 330 Liter
	Maximale Leistungsaufnahme	2.890 Watt (Spa_Complete: 3.030 Watt / Luftkühlung: 3.140 Watt / Spa_Complete & Luftkühlung: 3.280 Watt)
	Art-Nr.	50 000 1607
	mit Spa_Complete	50 000 1611
	mit Luftkühlung	50 000 1608
	mit Spa_Complete & Kühlung	50 000 1612



Medical_Plus



Medical

Soft-Touch-Tastatur inkl. Key-Lock / 7-Segment-Anzeige	Soft-Touch-Tastatur inkl. Key-Lock / 7-Segment-Anzeige
Nein	Nein
Ja (Chipkarte)	Ja (Chipkarte)
Ja (Chipkarte)	Ja (Chipkarte)
Ganzkörper, Rücken, Schulter, Lenden, Beine, Sektionsmassage & Punktmassage mit frei wählbarem Bereich	Ganzkörper, Rücken, Schulter, Lenden, Beine, Sektionsmassage & Punktmassage mit frei wählbarem Bereich
Parallel-Massage, Spiegelbild-Massage, Kreis-Massage, Parallel-Streich-Massage	Spiegelbild-Massage, Impuls-Massage
6 therapeutische Massageprogramme	Nein
6,5 Bar	6,5 Bar
Mehrstufig	Mehrstufig
Ja	Nein
Ja (S/M/L) Einstellbare Rückenlänge (45 - 65 cm von C7 - S1)	Nein
1.950 x 800 mm	1.950 x 800 mm
Ja	Ja
Nein	Nein
Silber	Silber
Nein	Nein
2.150 x 1.100 x 570 mm	2.150 x 1.100 x 570 mm
168 kg	168 kg
210 kg	210 kg
45 Minuten	45 Minuten
20 - 40 °C	20 - 40 °C
ca. 304 Liter	ca. 304 Liter
2.800 Watt	2.800 Watt
10 000 2699	10 000 3729

wellsystem

QUALITÄT ENTWICKELN OPTIMIEREN VERTRAUEN ERFOLG.

Mit über 35 Jahren Erfahrung steht **wellsystem** für innovative Technologie, herausragende Qualität „Made in Germany“ und ganzheitliches Wohlbefinden. Als Marktführer entwickeln, produzieren und betreuen wir unsere Lösungen aus einer Hand. Unsere voll-automatischen Anwendungen sind intuitiv bedienbar, vielseitig einsetzbar und bieten ein spürbares Plus an Komfort und Wirkung.

wellsystem – mehr als ein Produkt. Ein verlässlicher Partner – von der ersten Beratung bis zur langfristigen Betreuung. Ob individuelle Planung, fachgerechte Installation oder technischer Support: Alles erfolgt partnerschaftlich, professionell und aus einer Hand. Der Fokus bleibt auf dem, was wirklich zählt: einzigartige Wellness-Erlebnisse, die den Alltag spürbar verbessern.

KONTAKT

JK-International GmbH
Köhlershohner Strasse 60
53578 Windhagen
Deutschland

FRAGEN ODER WÜNSCHE: WIE DÜRFEN WIR HELFEN?

E-Mail: info@wellsystem.com
Telefon: 02224-818-0



www.wellsystem.com