



DUODYNATOR TOUCH

Der Duodynator touch – kombiniert mit der Vakuumeinheit Neoserv – stellt das ideale Therapiegerät für die Interferenzstromtherapie mit Dipolvektor- oder isopolarer Vektortechnologie dar.

Die Vakuumtechnologie erlaubt schnelle Applikation der Elektroden und arbeitet nahezu geräuschlos. Als 2-Kanalgerät können je Kanal getrennte ausgewählte nieder- und mittelfrequente Stromformen mit Platten- oder Saugelektroden eingesetzt werden.

Die Oberfläche des Duodynator touch ist so übersichtlich gestaltet, dass der einfache Start sowie das Maximum an Bedienfreundlichkeit gesichert sind. Mit einer einzigen Berührung kann der Benutzer die gewünschte Therapie aus einer Favoritenliste auswählen. In der Indikationsliste finden Sie zu den empfohlenen Geräteeinstellungen auch bildliche Anlagebeispiele.

Medizinische Programme zur Auswahl

- Interferenz- und Mittelfrequenzbereich:
Reha, Mobilisation, Muskelpumpe, Trauma, Lymphdrainage, Ödem, Schmerz, Universal
- Niederfrequente Ströme

Optional mit

NEOSERV TOUCH

Der Neoserv touch dient zum Anschluss von zwei oder vier Saugelektroden und wird ausschließlich in Kombination mit dem Duodynator touch verwendet.

Der Unterdruck kann gewählt und konstant oder pulsierend eingestellt werden. Auch hier ist das Gehäuse in gebürstetem Aluminium gehalten, wodurch sich das Gerät in modernem Design präsentiert und somit Ihre Praxis auch optisch aufwertet. Beide Geräte werden fix miteinander verbunden. Silent Modus: Nach Erreichen des gewünschten Saugunterdrucks arbeitet das Gerät lautlos.

Indikationen & Anwendungsbereiche

- Als Interferenzstrom-Gerät: Die Reizwirkung wird durch die Überlagerung von zwei Mittelfrequenzströmen mit unterschiedlicher Frequenz erreicht.
- Als 2-Kanal MF-Gerät: Beide Kanäle können vollkommen unabhängig voneinander an verschiedenen Körperregionen – mit jeweils eigener Stromform und Intensität – genutzt werden.
- Als NF-Gerät: Für die meisten klassischen Stromformen der NF-Elektrotherapie.

Duodynator touch



Neoserv touch

**optional: Saugsystem mit wieder-
verwendbaren Schwämmchen**