

SOFORTIGE
ERLEICHTERUNG
BEI BANDSCHEIBEN-
VORFALL

MASSIVE
AUFSTEHHILFE

BEIN -
HOCHLAGERUNG
FÜR KÖRPER-
GRÖSSEN 1,20 -
2,00 M GEEIGNET



*in einer Therapieeinheit:
Extension, Wärme und Massage*

SYSTEME ZUR REHABILITATION

EXTENSIONSLIEGE TESI COMFOTRAC DUO

Die innovative, medizintechnisch-therapeutische Generation von TESI-Liegen verbindet die Wirkung von Massage und Extension mit Wärmetherapie.

Die TESI ComfoTrac Duo kann für die Extension im HWS-Bereich (max. 160 Newton) und im LWS-Bereich (max. 600 Newton) eingesetzt werden. Die Streckung kann konstant, aber auch intermittierend erfolgen; vorbereitet wird die Therapie durch Wärmebehandlung im Rückenbereich. Die Liegenfläche ist bequeme 80 cm breit. Zusätzlich bietet sie eine Vibrations-Massage mit einstellbarem Massagebereich, Anpressdruck und Geschwindigkeitsbereich.

Typische Indikationen

- Rückenschmerzen
- WS-Schmerzsyndrome

Therapeutische Effekte

- Steigerung der vaskulären Zirkulation
- Tonisierung der Muskulatur
- Lösung muskulärer Spasmen
- Dilatation des Gefäßsystems, reflektorisch auch in tieferen Gewebeschichten
- Verminderung von Muskelspasmen und damit verbundenen Schmerzen
- Steigerung des lymphatischen Abstroms
- Verminderung von Ödemen, Stauungen, Hämatomen
- Verbesserung der Gewebselastizität und Mobilität