



RASCHER
WIEDER FIT



HOCHTONTHERAPIE MIT HITOP-GERÄTEN (HIGH TONE POWER)

Hochtontherapie ist eine spezielle Form der Elektrotherapie, bei der die Amplitude und die Frequenz gleichzeitig moduliert werden. Je höher die Frequenz, desto mehr Energie kann eingekoppelt werden. Die HiToP-Therapie wirkt ursächlich gegen Polyneuropathie, unabhängig von deren Ätiologie; Plus- und Minus-Beschwerden werden effektiv und rasch reduziert.

Patienten mit unterschiedlichsten Schmerzsyndromen (wie z.B. Gonarthrose, Coxarthrose, HWS-Syndrom, BWS-Syndrom, Schulter-Arm-Syndrom usw.) erfahren eine deutliche Linderung ihrer Schmerzen, die mit den konventionellen Therapieformen bisher so nicht erreicht werden konnte.

Weitere Krankheitsbilder, die sich positiv beeinflussen lassen, sind Spastizität bei Multipler Sklerose, Insult und Cerebralparese. Die Therapie kann auch unterstützend bei der Behandlung von peripheren Paresen und Depression sowie für die Behandlung der Atembeschwerden und des Fatiguesyndroms nach COVID-19-Erkrankungen angewendet werden.

Berichte vom Hochtonsymposium,
Studienevaluation unter
schuhfriedmed.coachy.net/lp/hitop-zugang/

SCAN ME!






HITOP TOUCH

Maximale Leistungseffizienz, enorme Benutzerfreundlichkeit und gleichzeitig futuristisches High-Tech-Design (aus 8 mm gebürstetem Aluminium) – so begeistert die moderne HiToP-Geräteserie 1 touch, 2 touch und 4 touch. Mit einer einzigen Berührung auf dem Touchscreen kann die gewünschte Therapie aus der persönlichen Favoritenliste ausgewählt werden. Diese innovativen Geräte bieten sowohl eine lokale als auch ganzheitliche Schmerztherapie zur Behandlung verschiedener Indikationen. Die HiToP-Geräte arbeiten mit mittelfrequenten Wechselströmen im Frequenzbereich zwischen 4.096 und 32.768 Hz. Grafische Darstellungen unterstützen Sie bei der Platzierung der Elektroden.



***Elektrotherapie zeitgemäß erweitert
+ Spektrum Neuropathie und CFS***



Indikationen & Anwendungsbereiche

- Polyneuropathie unterschiedlicher Genese
- Arthrosen
- Wirbelsäulenschmerzsyndrome
- Ödeme
- Tendopathien
- Schmerzen nach Verletzungen und Operationen
- Spastische Lähmungen bei Multipler Sklerose, Schlaganfall und Cerebralparese
- Sprach- und Schluckstörungen unterschiedlicher Genese
- Refreshment-Behandlung, allgemeine Vitalisierung
- Muskelstimulierung/ Muskelaufbau/ Muskeltraining

IHR VORTEIL

- Sehr angenehme Strombehandlung
- Ganzkörper- und lokale Therapie möglich
- Einfache Bedienung per Touchscreen
- Entspannende und vitalisierende Therapie
- Nebenwirkungsfrei



Das Therapiegerät HiToP® 1touch ist in der Praxis oder mobil vor Ort beim Patienten einsetzbar. Über den Touchscreen können sowohl Therapien als auch aus 70 Indikationen bedienerfreundlich ausgewählt werden, Anlagebilder zeigen die Platzierung der Elektroden.

In der Transporttasche wird das HiToP® 1touch einfach und sicher für die Therapie vor Ort mitgenommen. Simulfam I oder Simulfam X oder eines der 18 voreingestellten Programme werden wahlweise appliziert. Ein Patentkabel wird auf bis zu 6 Elektroden aufgeteilt.



*mit Tasche für den mobilen Einsatz
bei Ergo- und Physiotherapie*



HiToP 191/PNP

Das HiToP 191/PNP kommt hauptsächlich in der Heimtherapie zur Anwendung. Neben der Anregung des Nervenstoffwechsels wird bei dieser Therapie eine – für den Patienten besonders angenehme – Muskelstimulation erreicht.

Die Hochtontherapie arbeitet mit mittelfrequenzen, speziell modulierten Wechselstromformen. Studien bescheinigen dieser neuen Therapieform eine deutlich stärker ausgeprägte Verbesserung bei Polyneuropathie als konventionellen Elektrotherapieformen.

Anlagetipp LWS

Studien belegen, dass die Behandlung von Rückenschmerzen effizienter ist als mit TENS.

