



Update Ultraschall

SCHUHFRIED
MEDIZINTECHNIK

Van Swieten-Gasse 10, A-1090 Wien

Sonostat touch 133

Der günstige Einstieg in die Ultraschall-Therapie — nun auch mit Touchscreen

Sonostat touch 133 ist ein Ultraschalltherapiegerät für Dauer- und Impulsschall (50%, 30%, 20%, 10%, 5%).

Alle Anwendungen sind einfach und sicher durchzuführen. Tiefliegende Regionen werden mit einer Frequenz von 1 MHz und einer maximalen Intensität von 3 W/cm² behandelt. Für oberflächliche Anwendungen wird die Frequenz von 3 MHz verwendet, die maximale Intensität beträgt 1,5 W/cm².

Die Therapie erfolgt mit einem Schallkopf der Größe 5cm² oder 2,5 cm².

Der Schallkopf ist aus hochwertigem Titan, somit stark antibakteriell, sehr gut korrosionsbeständig und für beide Frequenzen einsetzbar. Eine akustische Kopplungskontrolle kann optional zugeschaltet werden. Die Schallköpfe sind wasserdicht und können auch für Behandlung im Wasserbad eingesetzt werden.



Hochwertige Materialien,
bewährte Technik



Schallköpfe aus Titan

One Touch: Auswahl der Therapie



Eigene Therapien: Eigene Therapien mit den Parametern Ultraschallfrequenz, Impulsverhältnis und Zeit definieren und unter einem selbst bestimmten Namen abspeichern und abrufen.

Applikationsliste: Applikationshilfen mit Bildern, die Parameter (Ultraschallfrequenz, Impulsverhältnis, Intensität und Zeit) vorgeben. Diese Behandlungsparameter sind orientierende Empfehlungen.

Individuelle Einstellungen: Alle Parameter im Einstellfenster sind beliebig veränderbar. Die eingestellten Therapieparameter sind in der Favoritenliste speicherbar.

Ihr Vorteil: Nachhaltige Qualität. Rasche Bedienung

- Touchscreen mit Indikationsliste und Behandlungsbild – rasch zur individuellen Therapie
- Schallköpfe aus Titan, stark antibakteriell – einfach zu reinigen, korrosionsbeständig
- Dauer- und Impulsschall – für entzündliche und nichtentzündliche Erkrankungen
- Entwicklung und Fertigung in Deutschland und Tschechien

Abmessungen: 27 cm × 19,3 cm × 28 cm
(B × H × T)

Gewicht: 4,9 kg ohne Zubehör

Display: 10,1" TFT LCD
mit Touchscreen

Der **Sonostat touch 133** ist ein netzbetriebenes Ultraschallgerät der Schutzklasse I. Das Gerät erfüllt die Medizinprodukte

Verordnung (EU) 2017/745 und trägt das CE-Zeichen.

Der **Sonostat touch 133** ist gemäß Medizinprodukte Verordnung ein Gerät der Klasse **Ila**—Low Risk

Dr. Schuhfried Medizintechnik. Ihr Partner mit Service in Österreich.

Kontakt: vertrieb@schuhfriedmed.at; 01 405 42 06 101