



ÜBERWASSERMASSAGE

Bei der Überwassermassage wird die Kraft des Wassers bis in tiefe Gewebeschichten übertragen und fördert dort die Durchblutung. Die Stimulation aktiviert den Stoffwechsel, lockert die Muskulatur, löst Verspannungen und lokale Verhärtungen. Die Massagedüsen sprudeln mit stufenlos regulierbarem Druck in gleichmäßigen Bewegungen gegen die Unterseite der Naturkautschuk-Liegefläche. Druckstärke, Massagebereich und Massagezeiten können für jede Anwendung individuell reguliert werden.

Einzigartiges Therapiekonzept

- Schmerzlinderung
- Muskelentspannung
- Optimierung des Muskeltonus
- Lokale Durchblutungs- und Stoffwechselsteigerung
- Venöse und lymphatische Entstauung
- Lockerung des Unterhautzellgewebes
- Positiver Einfluss auf das vegetative Nervensystem
- Günstige Effekte auf die inneren Organe und Psyche

Indikationen & Anwendungsbereiche

- Wirbelschmerzsyndrome
- Muskelverspannungen, muskuläre Dysbalance und Überlastungssyndrom
- Stressbedingte muskuläre Verspannung und cervikale Migräne
- Fibromyalgie
- Körperwahrnehmungsstörungen

IHR VORTEIL IM ALLTAG

- Rasche Patientenwechsel
- Kein Entkleiden oder Sichtschutz notwendig
- Für Patienten bis 210 kg Körpergewicht
- Massage in Rückenlage
- Therapieeinheit mit Genuss-Faktor

NUR BEI UNS:
SANFTER WASSER-
DRUCK DIREKT AM
NACKEN

DRUCKSTRAHLEN
BEIDSEITS

MASSAGE DES
KOMPLETTEN
TRAPEZMUSKELS





Das Wellsystem Medwave Touch ist ein einzigartiges Medizinprodukt, mit dem auch die Behandlung des Schultergürtels effektiv möglich ist. Speziell für Kliniken, Rehabilitationszentren, Ärzte und Physiotherapeuten geeignet. Der gezielte Massagedruck des Wassers ermöglicht eine effektive Behandlung verschiedener Indikationen.

Die Zukunft der therapeutischen Massage

Die besonders wirkungsvolle Massage lässt sich individuell einstellen, um Beschwerden ganz gezielt zu behandeln, und bietet zusätzliche Massagetechniken, wie z. B. die Pulsmassage. Mit dem optionalen SPA-Complete werden die Patienten während der Behandlung in eine einzigartige Entspannungswelt von Licht und Farben entführt.

Das Therapiekonzept der Überwassermassage kann zur Prävention oder Therapie eingesetzt werden. Neben diesen Indikationen kann Wellsystem Clinic als Vorbereitung für therapeutische Maßnahmen wie Extension, manuelle Therapie, Psycho- oder Physiotherapie sowie zur Vorbereitung oder Nachbehandlung einer chirotherapeutischen Manipulation eingesetzt werden.

Technische Information

Die übliche Oberflächentemperatur beträgt angenehme 35 °C. Effiziente wassergeführte Kühlkreise führen die Überwärme zur Lufttemperatur ab, bevor diese an den Raum abgegeben wird (Luftkühlung wählbar).



KONTAKTLOS – MIT
TIEFENWIRKUNG!



*Optional: Aufsatz SPA-Complete,
Licht-, Aroma- und Musiktherapie*

6,5 bar Pumpendruck, 25–40 °C Wassertemperatur,
208 x 80 cm (L x B) Liegefläche, 5 therapeutische Mas-
sageprogramme, NFC-Schnittstelle.

IHR PLANUNGS-VORTEIL

- Nachhaltige Investition, geringer Platzbedarf
- Indikationen: Bewegungsapparat, Stoffwechsel und Psyche
- In jeder Reha-Phase indiziert, täglich anwendbar
- Chipsystem für Selbstbedienungsbereiche oder betriebliche Gesundheitsvorsorge
- Rasch installiert, rasch amortisiert
- Liegefläche aus Naturkautschuk, extrem lange Haltbarkeit
- Wassergeführte Kühlung für angenehme Raumluft empfohlen